

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT, MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLNA!



FIGYELEM: A készüléket tartalmazó polietilén zacskók vagy a készülék csomagolása veszélyes lehet. Tartsa távol ezeket a zacskókat csecsemőktől és gyermekektől. Ne használja őket bölcsőben, gyermekágyban, babakocsiban vagy járókában. A vékony fólia rátapadhat az orra és a szájra és meggátolhatja a légzést. A zacskó nem játékszer.



FIGYELEM: Ne használja mosdókagyló, fürdőkádb, zuhanyzó vagy egyéb vizet tartalmazó edény fölött vagy közelében. Tartsa szárazon a készüléket.

1. Ha a készüléket fürdőszobában használja, ügyeljen arra, hogy húzza ki a konnektorból használat után. Vízforrás közelsége ugyanis még akkor is veszélyes lehet, ha a készülék ki van kapcsolva. Kiegészítő védelemként javasoljuk egy 30 mA-t nem meghaladó áramerősségű maradékáram-működtetésű megszakító telepítését a fürdőszobát ellátó áramkörre. Kérjen tanácsot a beépítést végző szakembertől.
2. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Kizárólag a mellékelt adatptert használja a készülék használatához.
3. Ha az adapter vagy a tápvezeték megsérült, a gyártónak szakszerviznek vagy hasonló végzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie a veszélyek megelőzése érdekében.
4. Ne használja a készüléket, ha leesett vagy sérülések nyomai láthatók rajta.
5. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van dugva vagy be van kapcsolva.
6. Húzza ki azonnal a hálózatról, ha a használat közben probléma merül fel.
7. Csak a JimJams Beauty által ajánlott tartozékokat használja.
8. Minden használat után és tisztítás előtt húzza ki a hálózatról a készüléket.
9. Ne hagyja a készüléket bedugva 24 óránál tovább.
10. Ez a készülék nem csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel rendelkező, vagy tapasztalatlan vagy tudatlan személyek (vagy gyermekek) általi használatra készült, kivéve akkor, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett vagy a készülék használatára vonatkozó előzetes utasításait követve használják. Vigyázni kell a gyermekekre, hogy ne játszanak a készülékkel.
11. A vezeték sérülésének elkerülése érdekében ne csavarja a készülék köré és ügyeljen arra, hogy ne csavarja vagy hajtsa meg, amikor elteszi.
12. Ez a készülék megfelel a 04/108/EK (elektromágneses kompatibilitás) és a 04/108/EK (elektromos háztartási készülékek biztonsága) irányelvekben javasolt szabványoknak.



AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÉLETTARTAMUK VÉGÉN

Mindannyiunk és a környezet védelmében kifejtett közös aktív részvétel érdekében:

1. Ne dobja ki ezeket a termékeket a háztartási hulladékokkal együtt.
2. Vegye igénybe az országában rendelkezésre álló visszavételi és begyűjtő rendszereket. Egyes anyagok így újra feldolgozhatók vagy hasznosíthatók lehetnek.

TÖLTETHŐ AKKUMULÁTOROK ÉS ELEMEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

Mielőtt a készüléket hulladékba dobna, távolítsa el belőle az elemeket, akkumulátorokat és adja le őket egy az erre a célra kijelölt helyen. Ellenőrizze előtte, hogy az elemek és akkumulátorok teljesen le legyenek merülve. Az akkumulátorok és elemek eltávolításával kapcsolatos bármilyen tájékoztatásért forduljon a JimJams Beauty-hoz.

FONTOS!

- A JimJams Beauty Ultrasonic készüléket kizárólag csak hatóanyag-bevitelre, ránctelenítésre, valamint a bőrfunkciók élénkítésére alkalmazza a használati útmutatóban leírtak szerint.
- Az ultrahangos készülékkel közvetlenül a szem alatti területeket, a szem környékét és a halántékokat ne kezelje.
- Ne végezzen ultrahangos kezelést, nyílt seben, vágott seben, 3 hónapnál fiatalabb hegen, égési sérülésen, szemölcsön, anyajegyben, napsugárzástól leégett vagy visszergyulladásos bőrön.
- Ne használja a készüléket irritált, vagy gyulladt bőrfelületen mint például pikkelysömör vagy ekcéma.
- Ne használja a mellék, szív, vagy a petefészkek felett.

KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS

Minden kezelés után fertőtlenítsa a készülék fém kezelőfejét alkoholos oldattal.

Ügyeljen arra, hogy a készülék a tisztítás során vízbe ne kerüljön.

A készülékház tisztításához enyhén tisztítószerezrel átitatott puha törülkövendőt használjon.

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség: AC 220-240V

Működési frekvencia: 50/60 Hz

Ultrahang frekvencia: 1 MHz

Kimenő teljesítmény: 0-0,8W/cm2

DOBOZ TARTALMA

JimJams Beauty Ultrasonic Bőrifiataltító készülék - 1db

Hálózati adapter - 1db

Jimjams®
beauty

Ultrasonic

JIMJAMS BEAUTY ULTRASONIC
BŐRFIATALÍTÓ KÉSZÜLÉK



Ref: JJ3031 JimJams Beauty Ultrasonic Bőrifiataltító készülék

Produced by / Gyártja: Alveola Ltd. / Kft.

H-1143 Budapest Gizella út 28/A.

Made in China / Származási hely: Kína

3031L211